

ANELLO COSTELLAZIONE

Da : Camille



Intermedio



0 minuti

Per realizzare questo prezioso anello per il dito anulare di una grandezza 18 avrete bisogno di una grandezza 18 e un paio di guanti.
IMPORTANTE: utilizzare sempre i guanti quando lavorate la pasta Cerulan!

Figura 1: Su un pezzo di lavoro pulito e lucido tagliare un piccolo pezzo di ogni componente (A e B) di pasta Cerulan (devono avere lo stesso peso). Mescolate insieme fino ad ottenere una pasta omogenea.



Figura 2: Applicare la polvere di pasta sul anello per formare un cabochon liscio. Con le dita rendi la pasta liscia.



Figura 3: Con l'aiuto della prima taglia l'anello del garbato del cabochon sfuso, poi fai lo stesso con l'anello sfuso facendo circa 3 mm di lunghezza. Infine apri l'operazione con i 2 cacciaviti (piccolo possibile).



Figura 4: Far aderire le sfoglie alla pasta Cerulan, poi aiutandoti con posastrofina per strasse aggiungi qualche cabochon Swarovski 2 mm.



Figura 5: Continua con i cabochon 2.2 mm facendo il giro esterno dell'anello, alterna i colori.





Figura 6: continua mettendo un effetto alternato come nella foto qui sotto, riempi gli spazi più piccoli con degli strascini bordi 2 mm colore Crystal.



Lastra indurire la pasta Cerulan per circa 12 ore, il tuo anello è terminato!



Che materiale usare per Anello Costellazione ?

MATERIALE



Orecchini a perno argentati x2
Cod. : BO-107
Quantità : 1



Pasta Ceralun gr.100 Nero
Cod. : OUT-105
Quantità : 1



Posizionatore per strass Crystal Katana
Cod. : OUT-127
Quantità : 1



Cabochon Zirconio cubico tondi mm. 2 Crystal x10
Cod. : SEM-450
Quantità : 1



Anello Castone retro piatto mm. 25 Argento 925
Cod. : SL-063
Quantità : 1



Orecchini a chiodo Stella in Argento 925 x2
Cod. : SL-1215
Quantità : 1



Cabochon PureCrystal 1088 mm. 2.2 Crystal AB x50
Cod. : SWK-011
Quantità : 1



Cabochon PureCrystal 1088 mm. 2.2 Aquamarine x50
Cod. : SWK-013
Quantità : 1



Cabochon PureCrystal 1088 mm. 3 Capri Blue x20
Cod. : SWK-019
Quantità : 1



Cabochon PureCrystal 1088 mm. 3 Crystal x20
Cod. : SWK-021
Quantità : 1



Cabochon PureCrystal 1088 mm. 3 Crystal Rose Patina x20
Cod. : SWK-420
Quantità : 1

Il risultato